

Pro všechny věkové kategorie

Prizpůsobená velikost hlavice pro děti



Ohlasy zákazníků

Čištění zubů ultrazvukovým kartáčkem od firmy EMAG AG předčilo má očekávání. Je to profesionální čištění zubů doma. Nejvíce mě překvapilo, jak je vysoká efektivita čištění spojená se šetrností ke tkáním, obzvláště při citlivých zubních krčcích.

Katarina Banach

Zástupkyně Německého svazu wellness
Düsseldorf

Už 20 let trpím parodontózou. Po jednom týdnu čištění ultrazvukem jsem se objednal na profesionální čištění zubů. Má zubařka byla mými čistými zuby nadšena. Dásně mi přestaly krváčet a moje žena tvrdí, že i můj dech je nyní mnohem příjemnější.

Adolf Albus

Novinář

Frankfurt nad Mohanem

*Ultrazvuk
Novinka*

Souprava na mikročištění zubů ultrazvukem

emmi-dent

PROFESSIONAL



Objednávejte na adrese:

 **INTERDENT**®

INTERDENT s.r.o
Foerstrova 12/1988
100 00 Praha 10
tel.: 274783114
274814404
tel./fax.: 274820130
interdent@interdent.cz

www.interdent.cz

INTERDENT SK s.r.o.
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
tel.: 02/65440554
fax: 02/65440555
interdent@interdent.sk

www.interdent.sk

Revoluce v čištění zubů a dutiny ústní

emmi-dent

PROFESSIONAL



Čištění zubů
ultrazvukem

MIKRO

*Ultrazvuk
Novinka*



Ultrazvuk čistí „mikročistě“

Až 96 milionů kmitů za minutu

- Působí proti krvácení a zánětu dásní
- Odstraňuje zubní plak ● Působí proti zápachu z úst
- Chrání před parodontózou ● Ničí mikroby a bakterie
- Zajistí zářivě bílé zuby a zdravé dásně

Jak funguje čištění zubů ultrazvukem?

Štětinky kartáčku přenášejí ultrazvuk ze zdroje přímo na speciální ultrazvukovou zubní pastu. Ultrazvuk vytváří miliony mikroskopických bublinek, které proniknou i do těch nejmenších mezizubních prostorů a tím účinně odstraní všechny nečistoty, zbytky jídel, zubní kámen a bakterie.



Ta nejlepší ochrana pro vaše zuby, dásně, implantáty, korunky, můstky a rovnátka!

Pravý ultrazvuk čistí do ultračista! A takto jednoduše to funguje:

1. Štětinky ultrazvukového kartáčku krátce namočte pod tekoucí vodou.



2. Na štětinky kartáčku naneste malé množství speciální ultrazvukové pasty Emmi dent. Upozornění: pouze tato pasta je schopna vytvořit miliony mikroskopických bublinek!



3. Zubní pastu zlehka rozetřete po vnější i vnitřní straně zubů.



4. Štětinky kartáčku zlehka přiložte kolmo na vnější či vnitřní stranu zubů. Kartáčkem nehýbejte, nepoužívejte mechanickou sílu! Na jednom místě setrvejte 5–10 vteřin, (štětinky obsáhnou asi 2–3 zuby najednou), poté posuňte kartáček dále.



5. Po vyčištění kartáček s rukojetí krátce opláchněte pod tekoucí vodou.



„Mikročištění“ ultrazvukem nahrazuje „makročištění“

Výhody nového „mikročištění“ zubů

Výhody nového čištění zubů („mikročištění“) v porovnání s konvenčními metodami („makročištění“), ať už běžným zubním kartáčkem či elektrickými nebo tzv. „sonic“ kartáčky:

Problémy	Čištění/Prevence		Léčba/Trvalá ochrana	
	Mikro Emmi-dental	Makro Konv. metody	Mikro Emmi-dental	Makro Konv. metody
Zubní kámen	*****	**	*****	**
Zubní plak	*****	**	*****	**
Parodontóza	*****	*	*****	--
Krvácení dásní	*****	--	*****	--
Záněty dásní	*****	--	*****	--
Bělení zubů (na přirozenou barvu)	*****	**	*****	**
Zápach z úst	*****	**	*****	**
Rovnátko (fixní i sňmatelná)	*****	*	*****	*
Implantáty (bezprostředně po implantaci)	*****	--	*****	--
Implantáty (po odkrytí)	*****	--	*****	--
Implantáty (později)	*****	*	*****	*
Citlivé zubní krčky	*****	--	*****	--
Eroze zubní skloviny	*****	--	*****	--

Makro: výsledky závisí ve velké míře na způsobu, rozsahu a technice čištění zubů

* nedostatečně
 ** dostatečně
 *** uspokojivě
 **** dobře
 ***** výborně
 -- není možné