

Platnost akcí od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012

Vaše praxe – *naše* inspirace.™



# ***Akce, které zahřejí*** ***leden-duben 2012***

**Kerr**  
Sybron Dental Specialties

**SpofaDental**  
A KERR COMPANY

# SonicFill™



## Distální kompozitní výplň

**Kerr**  
Sybron Dental Specialties



KaVo. Dental Excellence.

### Jedinečný kompozitní materiál

Kompozitum SonicFill obsahuje vysoce plněnou patentovanou pryskyřici se speciálními modifikátory, které reagují na akustickou energii. Při dodání akustické energie pomocí násadce způsobí modifikátor snížení viskozity až o 87%, čímž se zvýší zatékavost kompozita umožňující rychlé nanesení a přesnou adaptaci ke stěnám kavity. Jakmile přestane akustická energie působit, vrátí se kompozitum do viskóznějšího, nestékaného stavu, kdy jej lze skvěle opracovávat a tvarovat.




- Kompozitum pro distální výplně
- Aplikuje se jako flow (výborná adaptace na stěny kavity)
- Opracovává jako standardní kompozitum
- Výše vrstvy až 5 mm
- Nízké objemové smrštění 1,6%
- Nízké polymerační napětí 3,0 Mpa
- Unidose koncovky s malým průměrem umožňují snadný přístup do kavity
- Násadec SonicFill se používá s připojením KaVo MULTIflex

# připravená k leštění do 3 minut


## Technika vrstvení

### Tradiční technika vrstvení




Tradiční univerzální kompozitum

### Dvě vrstvy




Zatékavé kompozitum pro techniku nanášení velkých vrstev pomocí univerzálního kompozitního víčka

### Systém SonicFill



Pouze jedna vrstva

### Změna viskozity



Interní testy. Údaje k dispozici na požádání.

## Objednávková čísla, ceny:

1.007.7401 **SonicFill Intro Kit**  
akční cena **24 990 Kč**

### SonicFill Intro Kit

1 x násadec SONICfill  
1 x kit „Začínáme“ s 5 hroty Unidose a 5 modely zubů  
10 x 0,3g hroty Unidose SonicFill A1  
20 x 0,3g hroty Unidose SonicFill A2  
30 x 0,3g hroty Unidose SonicFill A3  
Video průvodce DVD, návody k použití

*nebo*

1.007.7401 **SonicFill Intro Kit**  
+ 1.001.7599 **Světelná rychlospojka**  
**KaVo MULTiflex 460LE zdarma**  
(původní cena 6 256 Kč)

**komplet za 26 990 Kč**

*nebo*

1.007.7401 **SonicFill Intro Kit**  
+ 1.007.3197 **Světelná rychlospojka**  
**KaVo MULTiflex 465LED**  
**za akční cenu 7 766 Kč**  
(původní cena 14 022 Kč)

**komplet za 34 756 Kč**

# NX3 – cement na fixaci fazet

**Vysoce kvalitní cement speciálně vytvořený pro fixaci všech protetických prací z jakéhokoli materiálu**

- Ideální viskozita
- Jednoduché odstaňování přebytků
- Vysoká síla vazby
- Bezkonkurenční barevná stálost



## 33642: NX3 Intro kit

3 x 5g stříkačka duálně tuhnoucí  
3 x 1,8g stříkačka světlem tuhnoucí  
3 x 3g stříkačka Try In Gel světlem tuhnoucí  
(vše v čírem, bílém a žlutém odstínu)  
1 x 5ml lahvička silan primer  
30 mísičích koncovek

# + bonus



## 35122 OptiBond™ XTR Bottle Kit

1 x Primer (5 ml), 1 x Adhesivum (5 ml), 2 x 50 aplikátorů

**Objednávková čísla, ceny:**

33642 NX3 Intro Kit  
✚ 35122 OptiBond XTR Bottle Kit v ceně 4 493 Kč

**7 045 Kč**  
zřadma

# Maxcem Elite™

## Samoleptací, samoadhezivní, kompozitní duálně tuhnoucí fixační cement

- Nejjednodušší použití v porovnání s jakýmkoliv jiným cementem!!
- Žádné míchání, žádné kapsle, žádné další adhesivum, žádné další pomůcky
- Výborně tuhne i bez přístupu světla
- Vhodný pro keramiku v anterior i posterior úseku, implantáty, kovy, CAD/CAM materiály
- Síla adheze 22–35 MPa,
- Snadné odstraňování přebytků
- Vynikající barevná stabilita
- Není nutné skladovat v chladničce
- 3 různé druhy koncovek – pro přímou aplikaci, zahnuté intraorální a pro cementování kořenových kanálků

### Obsah balení:

- 2 x 5g stříkačka,
- 10 standardních mísících koncovek,
- 10 koncovek se širokým ústím,
- 10 intraorálních koncovek

**sleva 25 %  
na doplňková balení**



### Objednávková čísla, ceny:

34058	Maxcem Elite refill čirý	1 850 Kč
34059	Maxcem Elite refill bílý	1 850 Kč
34060	Maxcem Elite refill bílý opákní	1 850 Kč
34061	Maxcem Elite refill žlutý	1 850 Kč
34062	Maxcem Elite refill hnědý	1 850 Kč

# Compothixo™

**Univerzální vibrační nástroj na nanášení a modelování kompozit pro všechny typy výplní.**

## Výhody:

- Vynikající adaptace kompozita na stěny kavit či matric
- Redukce vzniku vzduchových bublin
- Jednoduchá tvorba užších kompozitních vrstev
- Snížená lepivost kompozita na rozdíl od tradičních nástrojů
- Snadné umístění kompozita na stěnu zubu
- Snažší aplikace "bulk" techniky pro malé kavity



# zaváděcí sada v akční ceně



# + bonus

Doplňkové balení  
Compothixo koncovek

## Objednávková čísla, ceny:

5400 Compothixo zaváděcí sada (nástroj + koncovky)

✚ 5403 Compothixo koncovky (2 ks) v ceně 806 Kč

nebo 5404 Compothixo koncovky (2 ks) v ceně 806 Kč

nebo 5405 Compothixo koncovky (2 ks) v ceně 806 Kč

nebo 5406 Compothixo koncovky (2 ks) v ceně 806 Kč

6 041 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

# MetaFix™ matrice

**Nejjednodušší řešení pro tvorbu perfektních kontaktních bodů**

**Určené pro kompozitní výplně kazů 2. třídy  
v posteriorním úseku**

- Napínací a uvolňovací systém je integrovaný s matricí
- Rychlá aplikace a odstranění
- Umístění matrice bez použití desinfekce nebo čištění
- Anatomický tvar
- K dostání ve třech velikostech pro aplikaci na moláry/premoláry



## + bonus



**MetaFix doplňkové balení**

**Objednávková čísla, ceny:**

3604	MetaFix sortimentní sada (150 ks)
✚ 3601	MetaFix doplňkové balení - malé (50 ks) v ceně 1 613 Kč
nebo 3602	MetaFix doplňkové balení - střední (50 ks) v ceně 1 613 Kč
nebo 3603	MetaFix doplňkové balení - velké (50 ks) v ceně 1 613 Kč

**4 416 Kč**  
**zdarma**  
**zdarma**  
**zdarma**

# Vertise™ Flow

[www.vertiseflow.cz](http://www.vertiseflow.cz)

## Vlastnosti:

- Samoadhezivní
- Ideální viskozita pro snadnou manipulaci
- Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu, keramice
- Redukce vzniku mikropár
- Vysoká odolnost vůči abrazi
- Vysoká radioopacita



## Obsah balení:

2 x 2 g stříkačka, 20 nanášecích kanyl, 20 štětečků

# akce 3 + 1

na doplňková balení

## Objednávková čísla, ceny:

<b>34401</b>	Vertise Flow A1	<b>1 803 Kč</b>
<b>34402</b>	Vertise Flow A2	<b>1 803 Kč</b>
<b>34403</b>	Vertise Flow A3	<b>1 803 Kč</b>
<b>34404</b>	Vertise Flow A3.5	<b>1 803 Kč</b>
<b>34405</b>	Vertise Flow B1	<b>1 803 Kč</b>
<b>34406</b>	Vertise Flow B2	<b>1 803 Kč</b>
<b>34407</b>	Vertise Flow univerzální opak	<b>1 803 Kč</b>
<b>34408</b>	Vertise Flow extra světlý	<b>1 803 Kč</b>
<b>34409</b>	Vertise Flow translucentní	<b>1 803 Kč</b>

# OptiDisc

- Oboustranné barevné rozlišení disku umožňující snazší orientaci v hrubostech
- Kratší mandrel umožňující přístup do úzkých oblastí
- Potažený mandrel pod úroveň disku zabraňuje poškození (poškrábání) výplně
- Disk se neprotáčí
- Průsvitná plocha disku usnadňuje přehled nad pracovním polem a nezanechává barevné úločky

**Nyní s označením abrazivní strany**



# akce 3 + 1

na doplňková balení

## Cena disku 5,80 Kč!

Refill obsahuje 100 ks disků

### Objednávková čísla, ceny:

<b>4183</b> OptiDisc velmi jemný 9,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4186</b> OptiDisc velmi jemný 12,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4193</b> OptiDisc velmi jemný 15,9 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4182</b> OptiDisc jemný 9,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4185</b> OptiDisc jemný 12,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4192</b> OptiDisc jemný 15,9 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4181</b> OptiDisc střední hrubost 9,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4184</b> OptiDisc střední hrubost 12,6 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4191</b> OptiDisc střední hrubost 15,9 mm	<b>772 Kč</b>
<b>4197</b> OptiDisc hrubý 9,6 mm*	<b>772 Kč</b>
<b>4198</b> OptiDisc hrubý 12,6 mm*	<b>772 Kč</b>
<b>4199</b> OptiDisc hrubý 15,9 mm*	<b>772 Kč</b>

\* 80 ks v balení

# Contour, Tytin

**sleva 10 %**

- Samoaktivující se kapsle (rychle a jednoduše)
- Stačí stisknout a otočit pro otevření



- Opakovaně uzavíratelné kapsle
- Funkční s jakýmkoli amalgamátorem
- Neobsahují zinek

**Contour** je disperzní směsná slitina, která se vyznačuje pevnou kondenzovatelností a hladkým carvingem bez drolení. Contour se neodlamuje od okrajového uzávěru výplně.



**Tytin** je ušlechtilá slitina s vysokým obsahem stříbra a sférickými částicemi. Je extrémně jemný, snadno se aplikuje a opracovává. Lze jej leštit bezprostředně po opracování (3 min).

Obj. č.		1 kapsle	před slevou	<b>akční cena</b>
29963	50 x 400 mg kapsle	30 Kč	1 682 Kč	<b>1 514 Kč</b>
29966	50 x 600 mg kapsle	36 Kč	1 985 Kč	<b>1 787 Kč</b>
29969	50 x 800 mg kapsle	45 Kč	2 508 Kč	<b>2 257 Kč</b>
31347	500 x 400 mg kapsle	25 Kč	14 132 Kč	<b>12 719 Kč</b>
31348	500 x 600 mg kapsle	31 Kč	17 114 Kč	<b>15 402 Kč</b>
29970	500 x 800 mg kapsle	36 Kč	19 731 Kč	<b>17 758 Kč</b>

Obj. č.		1 kapsle	před slevou	<b>akční cena</b>
29945	50 x 400 mg kapsle	35 Kč	1 953 Kč	<b>1 757 Kč</b>
29948	50 x 600 mg kapsle	44 Kč	2 467 Kč	<b>2 221 Kč</b>
29951	50 x 800 mg kapsle	52 Kč	2 913 Kč	<b>2 621 Kč</b>
29946	500 x 400 mg kapsle	29 Kč	16 104 Kč	<b>14 493 Kč</b>
31345	500 x 600 mg kapsle	40 Kč	21 952 Kč	<b>19 757 Kč</b>
31346	500 x 800 mg kapsle	44 Kč	24 466 Kč	<b>22 019 Kč</b>

# Tytin FC

**sleva 10 %**



**Tytin FC (Firm Condensation) - je druh amalgámové slitiny, který je složen pouze z kulatých částic.**

- Je kombinací výhod Tytinu a vyšší pevnosti díky zhuštění dalšími příměsemi. Má vysoký obsah stříbra a snadno se nanáší. Díky řízené expanzi minimalizuje netěsnosti okrajů.
- V nabídce je i rychle tuhnoucí verze.

Obj. č.		1 kapsle	před slevou	<b>akční cena</b>
29981	Standardně tuhnoucí 50 x 400 mg	35 Kč	1 953 Kč	<b>1 757 Kč</b>
29984	Standardně tuhnoucí 50 x 600 mg	44 Kč	2 467 Kč	<b>2 221 Kč</b>
29987	Standardně tuhnoucí 50 x 800 mg	52 Kč	2 913 Kč	<b>2 621 Kč</b>
29982	Standardně tuhnoucí 500 x 400 mg	29 Kč	16 104 Kč	<b>14 493 Kč</b>
29985	Standardně tuhnoucí 500 x 600 mg	37 Kč	20 627 Kč	<b>18 565 Kč</b>
29988	Standardně tuhnoucí 500 x 800 mg	44 Kč	24 466 Kč	<b>22 019 Kč</b>

# ImpressFlex® VPS

## Adiční silikon od domácího výrobce

- Otiskovací hmoty řady ImpressFlex® VPS jsou adiční silikonové materiály pro jednodukovou i dvoukukovou metodu otiskování.
- Snadné použití, vynikající rozměrová stabilita a odolnost proti oteru jsou vlastnosti, které doprovází výsledný přesný a vysoce detailní otisk.
- Kombinace ručně miseného materiálu Putty a automix systému pro konzistenci Light se dvěma dobře zvolenými manipulačními dobami umožňuje přesnou, ekonomickou a přitom i rychlou práci při otiskování solokorunek i rozsáhlých fixních prací.



# 20% sleva

## Objednávková čísla, ceny:

**4217110**

**ImpressFlex® VPS Putty Normal**

2 x 230 ml

**887 Kč**

**4217120**

**ImpressFlex® VPS Putty Quick**

2 x 270 ml

**887 Kč**

**4217210**

**ImpressFlex® VPS Light Normal**

2 x 50 ml

**634 Kč**

**4217220**

**ImpressFlex® VPS Light Quick**

2 x 50 ml

**634 Kč**



# Elastic Cromo

5x



+ bonus



Objednávková čísla, ceny:

4012236 Elastic Cromo, 5 x sáček 450 g  
+ sada 6 ks otiskovacích lžic

574 Kč  
zdarma

# Kavitan®



Skloionomerní  
fixační cement



Rentgenkontrastní  
skloionomerní cement



Skloionomerní cement  
s vysokou pevností



Světlem tuhnoucí  
skloionomerní cement

## sleva 25 %

### Objednávková čísla, ceny:

<b>4113270</b>	Kavitan® CEM	<b>770 Kč</b>
<b>4113411</b>	Kavitan® LC A2	<b>996 Kč</b>
<b>4113412</b>	Kavitan® LC A3	<b>996 Kč</b>
<b>4113414</b>	Kavitan® LC B3	<b>996 Kč</b>
<b>4113416</b>	Kavitan® LC C3	<b>996 Kč</b>
<b>4113231</b>	Kavitan® PLUS A2	<b>726 Kč</b>
<b>4113232</b>	Kavitan® PLUS A3	<b>726 Kč</b>
<b>4113233</b>	Kavitan® PLUS B1	<b>726 Kč</b>
<b>4113235</b>	Kavitan® PLUS B3	<b>726 Kč</b>
<b>4113237</b>	Kavitan® PLUS C3	<b>726 Kč</b>
<b>4113311</b>	Kavitan® PRO A2	<b>728 Kč</b>
<b>4113312</b>	Kavitan® PRO A3	<b>728 Kč</b>
<b>4113314</b>	Kavitan® PRO B3	<b>728 Kč</b>
<b>4113316</b>	Kavitan® PRO C3	<b>728 Kč</b>

# Adhesor® TC / Adhesor® TC NE

Samotuhnoucí provizorní cement pro cementaci provizorních a dočasnou fixaci permanentních náhrad v zinkoxid-eugenolovém i bezeugenolovém (NE) provedení.

**Adhesor® TC**  
obsahuje eugenol



**nebo**

**Adhesor® TC NE**  
neobsahuje eugenol



**Obsah balení:** 85 g báze, 25 g katalyzátoru, mísicí podložky

# + bonus



**Depural Neo**

**Objednávková čísla, ceny:**

✚ 4011159 Adhesor TC  
Depural Neo v ceně 113 Kč

491 Kč  
**zdarma**

✚ 4011158 Adhesor TC NE  
Depural Neo v ceně 113 Kč

491 Kč  
**zdarma**



## Obchodní tým



### **Martin Janák**

Managing Director

+420 724 355 577

[martin.janak@sybrondental.com](mailto:martin.janak@sybrondental.com)

### **Iva Bočková**

Marketing Specialist

+420 602 152 582

[iva.bockova@spofadental.com](mailto:iva.bockova@spofadental.com)

### **Tereza Francouzová**

Sales Representative

+420 724 102 512

[tereza.francouzova@spofadental.com](mailto:tereza.francouzova@spofadental.com)

### **Beáta Tomešová**

Sales Representative

+420 606 686 402

[beata.tomesova@spofadental.com](mailto:beata.tomesova@spofadental.com)

### **Věra Labudová**

Sales Representative

tel.: +420 602 318 931

[vera.labudova@spofadental.com](mailto:vera.labudova@spofadental.com)

### **Jana Jenčíková**

Sales Assistant

+420 606 603 744

[jana.jencikova@kavosybron.com](mailto:jana.jencikova@kavosybron.com)

**Doporučené ceny jsou uvedeny vč. DPH.**

SpofaDental a.s.

Markova 238, CZ-506 46 Jičín, Tel.: +420 493 583 334, Fax: +420 493 583 333

[www.kerrdental.cz](http://www.kerrdental.cz) • [www.spofadental.com](http://www.spofadental.com)

**Váš distributor:**