

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

## 1. Identifikace látky a výrobce:

**1.1 Obchodní název:** GELODOUBLE

**1.2 Určené použití:** Výrobek je určený pro odborníky v zubní laboratoři k duplikaci sádrových modelů při výrobě snímatelných zubních náhrad.

**1.3 Výrobce/prodejce:** INTERDENT d.o.o.

*Adresa prodejce:* Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

*Adresa výrobce:* Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

*Telefon:* tel: +386 (0) 3 425-62-00 fax: +386 (0) 3 490-62-10

*Odpovědná osoba:* Anja Šraj, email: a.sraj@interdent.cc

**1.4 Nouzové volání:** +386 (0) 3 425-62-00 (v pracovní dny, 8–16 h)

## 2. Identifikace nebezpečnosti:

Žádná obsažená látka ani směs není zařazena mezi nebezpečné chemické látky dle směrnice 1999/45/ES ani směrnice 1272/2008/ES.

## 3. Složení, informace o složkách:.

*Složky:* Směs přírodních polysacharidů, polyalkoholů a vody.

Polysacharidy, CAS: 9002-18-0, 2 %

Polyalkoholy, CAS: 56-81-5, 40 %

Voda, zbylé množství

## 4. Pokyny pro první pomoc:

*Obecné pokyny:* Žádná speciální opatření.

*Vdechnutí:* Žádná speciální opatření.

*Zasažení kůže:* Opláchněte teplou vodou a mýdlem.

*Zasažení očí:* Vyplachujte otevřené několik pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

*Požítí:* Vyvolejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

## **5. Opatření pro hašení požáru:**

*Vhodné hasicí prostředky:* Žádná omezení.

*Nebezpečné produkty rozkladu:* Nejsou známy.

## **6. Opatření v případě náhodného úniku:**

*Osobní ochranná opatření:* Žádná.

*Opatření pro ochranu životního prostředí:* Žádná speciální opatření.

*Metody pro čištění:* Sbírejte mechanicky.

## **7. Zacházení a skladování:**

*Skladování:* Skladujte v chladném a suchém prostředí v pevně uzavřeném plastovém obalu.

## **8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:**

*Limity expozice na pracovišti:* Nejsou vyžadovány.

### **Osobní ochranná opatření**

*Obecná ochranná a hygienická opatření:* Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Po ukončení práce a o přestávkách si umyjte ruce.

*Ochrana dýchacích cest:* Není vyžadována.

*Ochrana rukou:* Není vyžadována.

*Ochrana očí:* Není vyžadována.

## **9. Fyzikální a chemické vlastnosti:**

*Skupenství:* pevná látka

*Barva:* modrá

*Zápach:* bez zápachu

*Bod tání:* kolem 93 °C

*Přeměna na pevné skupenství:* kolem 40 °C

## **10. Stálost a reaktivita:**

*Tepelný rozklad / podmínky, jimž je třeba se vyhnout:* Nedochází k rozkladu.

*Nebezpečné reakce:* Nejsou známy.

*Nebezpečné produkty rozkladu:* Žádné.

**11. Toxikologické informace:**

Žádné.

**12. Ekologické informace:**

Výrobek je biologicky rozložitelný.

**13. Pokyny pro odstraňování:**

Výrobek můžete vyhazovat do běžného odpadu z domácností.

**14. Informace pro přepravu:**

*Přeprava/další informace:* Dle předpisů ADR není výrobek nebezpečný.

**15. Informace o předpisech:**

Výrobek nepodléhá klasifikaci bezpečnostních listů ES ani dalších zdrojů dostupné literatury.

**16. Další informace:**

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný smluvní vztah.