

BEZPEČNOSTNÍ LIST

V souladu se směrnicí 91/155/EHS

1. Identifikace látky a výrobce:

Informace o výrobku

Obchodní název: MODELCAST, INTERVEST K + B SPEED,
INTERCAST LTS, INTERFINE K+B SPEED

Výrobce/prodejce INTERDENT d.o.o.

Adresa prodejce: Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

Adresa výrobce: Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

Telefon: tel: +386 (0) 3 425-62-00 fax: +386 (0) 3 490-62-10

Nouzové volání: +386 (0) 3 425-62-00

2. Složení, informace o složkách:

Obsažené látky: Směs drceného křemene, kristobalit, oxid hořečnatý, oxid hlinitý, hydrogenfosforečnan amonný a anorganická barviva, alfa-hemihydrát,

Nebezpečné látky: Křemenný prášek

3. Identifikace nebezpečnosti:

Zdraví škodlivý. Vdechnutí křemenného prášku může způsobit plicní silikózu.

4. Pokyny pro první pomoc:

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud problémy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení kůže: Omyjte postižené místo vodou.

Zasažení očí: Vyplachujte otevřené oko velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: Vyvolejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

5. Opatření pro hašení požáru:

Vhodné hasicí látky: Bez omezení.

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy.

6. Opatření v případě náhodného úniku:

Opatření na ochranu osob: Odstraňte prášek z oděvu.

Opatření na ochranu životního prostředí: Žádná speciální opatření.

Metody pro čištění: Pokropte prášek vodou, abyste zamezili vytváření prachu, sbírejte mechanicky.

7. Zacházení a skladování:

Zacházení

Zamezte vdechování prachu a vytváření prachu během čištění.

Skladování

Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, uchovávejte obal těsně uzavřený.

8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:

Obsažené látky s limity expozice na pracovišti: křemenný prášek

Hodnota OEL: 0,15 mg/m³

Osobní ochranná opatření

Obecná bezpečnostní opatření a hygienická opatření: Během zacházení s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Před začátkem práce a po jejím ukončení si umyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest: Použijte ochranný filtr, zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana rukou: Žádná speciální opatření.

Ochrana očí: Použijte ochranné brýle.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: prášek

Barva: bílá, narůžovělá

Zápach: bez zápachu

Hodnota pH: 5–8 (v 80% směsi s vodou)

Bod vzplanutí: neurčeno

Bod výbuchu: neurčeno

Tlak páry: neurčeno

Další informace: Prášek je hygroscopický a vstřebává vodu.

10. Stálost a reaktivita:

Tepelný rozklad / podmínky, jimž je třeba se vyhnout: Žádné.

Nebezpečné produkty rozkladu: Při vypalování v peci se uvolňuje amoniak (hodnota OEL 14 mg/m³).

11. Toxikologické informace:

Akutní toxicita: Nemá žádnou.

Při vdechnutí příliš velkého množství prášku hrozí silikóza.

12. Ekologické informace:

Žádné.

13. Pokyny pro odstraňování:

Pokropte prášek vodou, sbírejte mechanicky a vyhazujte do běžného odpadu.

14. Informace pro přepravu:

Další informace pro přepravu: Dle pravidel pro přepravu ADR není výrobek nebezpečný.

15. Informace o předpisech:

Výrobek nepodléhá klasifikaci bezpečnostních listů ES ani dalších zdrojů dostupné literatury.

16. Další informace:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný smluvní vztah.