

Rychlé a snadné zahřívání kompozitu



Solventum™ Filtek™ Composite Warmer

Lepší flow jedním stisknutím tlačítka

Jste připraveni zavést zahřívání kompozitu do své praxe?

Díky kompaktnímu a lehkému designu představuje Filtek Composite Warmer rychlý a jednoduchý způsob, jak zefektivnit průběh ošetření.

- **Rychlost:** materiál je zahřátý už za 2 minuty po počátečním zahřátí přístroje, které trvá pouze 10 minut
- **Jednoduchost:** ovládání jedním tlačítkem, přístroj se snadno čistí i dezinfikuje
- **Přenosnost:** Vyjímatelný držák udržuje teplotu materiálu a umožňuje použití přímo u křesla pacienta

Počáteční zahřátí přístroje:	10 min
Zahřátí kompole:	2 min
Zahřátí flow kompozitu ve stříkačce:	5 min
Rozměr základny:	76 mm
Hmotnost:	190 g
Přenosnost:	vyjímatelný držák udržující teplotu
Kapacita:	6 kompolí a 1 flow stříkačka

Proč zahřívát
kompozit?



Lepší tekutost (flow)



Lepší adaptace k preparaci



Nížší extruzní síla při
aplikaci materiálu

Rodina kompozitů vhodných pro zahřívání

Filtek™ Dental Restoratives

Zahřívání kompozitu může usnadnit manipulaci s materiálem a snížit sílu potřebnou k jeho extruzi, což vede k plynulejšímu průběhu ošetření.

Vybrané kompozity Filtek™ mají na základě klinických testů indikaci pro zahřívání.^{1, 2}

- Filtek™ Supreme Flowable Restorative
- Filtek™ Universal Restorative
- Filtek™ Easy Match Universal Restorative
- Filtek™ One Bulk Fill Restorative
- Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Podmínky zahřívání:

¹ Kompule: až na 70 °C po dobu maximálně 1 hodiny

² Flow stříkačky: až na 70 °C po dobu maximálně 1 hodiny, maximálně 25 cyklů zahřátí



Informace k objednávce

Warmer Kit	Obj. č.
<u>Solventum™ Filtek™ nahříváčka kompozitů kit</u> (obsahuje nahříváčku s topnou základnou, kompozitní držák a obal, pevný kabel USB-C, napájecí zástrčku, adaptér do zásuvky a stručný návod k použití)	ES6520K
Příslušenství	Obj. č.
Solventum™ Filtek™ nahříváčka kompozitů - náhradní držák	ES6520H
Solventum™ Filtek™ nahříváčka kompozitů - náhradní silikonový obal	ES6520S
Solventum™ Filtek™ nahříváčka kompozitů - napájecí zástrčka	ES6520P

Pro více informací k nabídkám kontaktujte naše obchodní zástupce

Kompletní Filtek na jednom místě: www.interdent.cz

Adresa: 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 | tel.: 274 783 114